


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Peroxiredoxina 4 (Prdx4) Para Wb, Elisa - Q13162

Número do item: CM0014179



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado à Peroxiredoxina 4 (PRDX4) humana, validado para Western blot e ELISA com reatividade cruzada a camundongo e rato. Ideal para pesquisa de estresse oxidativo e enzimas antioxidantes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Peroxiredoxina 4 (PRDX4) pAb de Coelho
Observações/Apelidos	PRX-4; AOE372; AOE37-2; HEL-S-97n; 4)
Espécie	Humano
GeneID	10549
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 38-271 da Peroxiredoxina 4 (PRDX4) humana (NP_006397.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13162
Peso Molecular	31kDa
Transporte	Bolsa de gelo