


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Peroxiredoxina 5 (Prdx5) Para Wb, Elisa - P30044

Número do item: CM0009859



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PRDX5 humano, validado para WB e ELISA. Detecta uma banda de ~22kDa em amostras humanas, de camundongo e rato. Tem como alvo a enzima antioxidante mitocondrial peroxiredoxina-5, protegendo as células do estresse oxidativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Peroxiredoxina 5 (PRDX5)
Observações/Apelido	PLP; ACR1; B166; PRXV; PMP20; PRDX6; prx-V; SBBI10; AOEB166; HEL-S-55; Peroxiredoxina 5 (PRDX5)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	25824
GeneID	25824
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30044
Peso Proteico	22kDa
Envio	Em saco de gelo