


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Peroxiredoxin 5 (Prdx5) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P30044

Número do item: CM0006905



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a Peroxiredoxin 5 (PRDX5) humana validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de estresse oxidativo. Alta especificidade visando as isoformas mitocondriais, citoplasmáticas e peroxissomais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Peroxiredoxin 5 (PRDX5) mAb de Coelho
Observações/Apelido	PLP; ACR1; B166; PRXV; PMP20; PRDX6; prx-V; SBBI10; AOEB166; HEL-S-55; Peroxiredoxin 5 (PRDX5)
Espécie	Humano
GeneID	25824
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 53-214 da Peroxiredoxin 5 (PRDX5) humana (NP_036226.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30044
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco de gelo