


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Peroxiredoxina 5 (Prdx5) Para Wb, If/Icc, Elisa - P30044

Número do item: CM0029988



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a Peroxiredoxina 5 (PRDX5), validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Adequado para o estudo do estresse oxidativo e defesa antioxidante em amostras humanas, de rato e camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho contra Peroxiredoxina 5 (PRDX5)
Observações/Apêndice	PLP; ACRI1; B166; PRXV; PMP20; PRDX6; prx-V; SBB110; AOEB166; HEL-S-55; Peroxiredoxina 5 (PRDX5)
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	25824
GeneID	25824
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 53-214 da Peroxiredoxina 5 humana (PRDX5) (NP_036226.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30044
Peso Proteico	22kDa
Envio	Em saco de gelo