


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Peroxiredoxin 5 (Prdx5) Para Wb, If/Icc, Elisa - P30044

Número do item: CM0014246



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Peroxiredoxin 5 (PRDX5) de alta qualidade validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta PRDX5 Humano, de Camundongo e de Rato. Ideal para pesquisas sobre estresse oxidativo, defesa antioxidante e peroxissomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Peroxiredoxin 5 (PRDX5) pAb de Coelho
Observações/Apelido	PLP; ACR1; B166; PRXV; PMP20; PRDX6; prx-V; SBB110; AOEB166; HEL-S-55; Peroxiredoxin 5 (PRDX5)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	25824
GeneID	25824
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 53-214 da Peroxiredoxin 5 humana (PRDX5) (NP_036226.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30044
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco de gelo