

Anticorpo Monoclonal Anti-Peroxiredoxin 6 Para Wb, Elisa - P30041

Número do item: CM0005085

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a Peroxiredoxin 6 humana (PRDX6), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre estresse oxidativo e metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Peroxiredoxin 6 Rabbit mAb
Observações/Apelido	PRX; p29; AOP2; 1-Cys; NSGPx; aiPLA2; LPCAT-5; HEL-S-128m; Peroxiredoxin 6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9588
ID do Gene	9588
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30041
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco com gelo