

Anticorpo Policlonal Anti-Peroxirredoxina 6 Para Wb - P30041

Número do item: CM0019622



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Peroxirredoxina 6 (PRDX6) humana, para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconhece humano, camundongo e rato. Proteína de 25 kDa. Enzima antioxidante com atividade de peroxidase e fosfolipase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Peroxirredoxina 6 Rabbit pAb
Observações/Alias	PRX; p29; AOP2; 1-Cys; NSGPx; aiPLA2; LPCAT-5; HEL-S-128m; Peroxirredoxina 6
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	9588
ID do Gene	9588
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-224 da Peroxirredoxina 6 humana (NP_004896.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30041
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Bolsa de gelo