

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Peroxiredoxina 6 (Validado Por Kd) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P30041

Número do item: CM0005195



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho contra Peroxiredoxina 6 humana (validado por KD) detecta uma proteína de ~25 kDa, adequado para WB, IHC-P e ELISA com reatividade cruzada com humano e rato. Ideal para pesquisa de estresse oxidativo e metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] Peroxiredoxina 6 mAb de Coelho
Observações/Alias	PRX; p29; AOP2; 1-Cys; NSGPx; aiPLA2; LPCAT-5; HEL-S-128m
Espécie	Humano
GeneID	9588
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-224 da Peroxiredoxina 6 humana (NP_004896.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P30041
Peso da Proteína	25 kDa
Envio	Bolsa de gelo