

Anticorpo Monoclonal Anti-Perp De Coelho Para Wb, Ihc, If - Q96Fx8

Número do item: CM0005944

introdução

Anticorpo Monoclonal Anti-PERP de Coelho (Q96FX8) validado para WB, IHC, IF, ELISA em humano, camundongo e rato. Alvo no efetor de apoptose p53 relacionado a PMP-22, envolvido nas junções de desmossomos e integridade epitelial. Ideal para estudos de apoptose e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PERP mAb de Coelho
Observações/Apelidos	THW, KCP1, EKVP7, OLMS2, PIGPC1, KRTCAP1, dj496H19.1, PERP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64065
GeneID	64065
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 94-193 do PERP humano (Q96FX8).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96FX8
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Bolsa de gelo