

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pex11B Para Wb, Elisa - 096011

Número do item: CM0002361

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-PEX11B desenvolvido para Western blot e ELISA. Validado em amostras humanas. Tem como alvo o fator 11B de biogênese de peroxissomos, com peso molecular previsto de 28 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PEX11B Rabbit mAb
Observações/Apelidos	PEX14B; PEX11beta; PEX11-BETA; PEX11B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8799
ID do Gene	8799
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do PEX11B humano (096011)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	096011
Peso Molecular da Proteína	28 kDa
Envio	Bolsa de gelo