

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pex11B Para Wb E Elisa - O96011

Número do item: CM0019426

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PEX11B humano (Peroxina-11B), validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos sobre a proliferação e divisão dos peroxissomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PEX11B pAb de coelho
Observações/Apelidos	PEX14B; PEX11beta; PEX11-BETA; PEX11B
Espécie	Humana
ID do gene	8799
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-180 da PEX11B humana (NP_003837.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	O96011
Peso da proteína	28 kDa
Envio	Bolsa de gelo