

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Pex12 Para Western Blot E Elisa - 000623

Número do item: CM0017342

introdução

Este anticorpo policlonar de coelho anti-PEX12 é validado para Western blot e ELISA, direcionado à proteína 12 de montagem de peroxissomos humana (PAF-3). Ideal para estudos de biogênese de peroxissomos e reciclagem do receptor PEX5. Encomende na CamelBio para matérias-primas confiáveis para DII.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PEX12 Rabbit pAb
Observações/Alias	PAF-3; PBD3A; PEX12
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	5193
ID do Gene	5193
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 290-359 da PEX12 humana (NP_000277.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	O00623
Peso Molecular	41kDa
Envio	Bolsa de gelo