


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pex19 Para Wb E Elisa - P40855

Número do item: CM0002161



introdução

O anticorpo monoclonal de coelho anti-PEX19 da CamelBio, validado para western blotting e ELISA, reconhece especificamente o PEX19 humano. Essencial para estudos de biogênese peroxissomal, pesquisa do ciclo celular e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PEX19 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	PXF; HK33; PMP1; PMPI; PXMP1; PBD12A; D1S2223E; PEX19
Espécie	Humano
ID do Gene	5824
Imunógeno	Peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 1-100 do PEX19 humano (P40855)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P40855
Peso Proteico	33kDa
Transporte	Bolsa de gelo