


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Pex19 Para Wb, If-P, Elisa - P40855

Número do item: CM0028415



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra PEX19 humano (Peroxina-19) validado para WB, IF-P, ELISA. Detecta PEX19 em humanos, camundongos e ratos. Ideal para estudos de biogênese peroxissomal e tráfego de proteínas de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PEX19 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PXF; HK33; PMP1; PMPI; PXMP1; PBD12A; D1S2223E; PEX19
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5824
GeneID	5824
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-299 da PEX19 humana (NP_002848.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P40855
Peso Proteico	33kDa
Envio	Bolsa de gelo