

## Anti-Pex2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P28328

Número do item: CM0020559

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PEX2 validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta PEX2 em humano, rato, camundongo. Essencial para pesquisas sobre biogênese de peroxissomos e reciclagem de PEX5. Adequado para estudos de pexofagia e distúrbios peroxissomais.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Especificação                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | PEX2 pAb de Coelho                                                                                                          |
| Observações/Apelido | PAF1; PMP3; ZWS3; PBD5A; PBD5B; PMP35; PXMP3; RNF72; PEX2                                                                   |
| Espécie             | Humano                                                                                                                      |
| GeneID (humano)     | 5828                                                                                                                        |
| GeneID              | 5828                                                                                                                        |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-130 do PEX2 humano (NP_001165558.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                      |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                            |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                    |
| SWISS               | P28328                                                                                                                      |
| Peso da Proteína    | 35kDa                                                                                                                       |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                |