


Anticorpo Policlonal Anti-Pex3 Para Wb, Elisa - P56589

Número do item: CM0029262



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PEX3 humano (TRG18/PBD10A). Validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em biogênese de peroxissomos e síndrome de Zellweger.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PEX3 Rabbit pAb
Observações/Alias	TRG18; PBD10A; PBD10B; PEX3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8504
GeneID	8504
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 144-373 da PEX3 humana (NP_003621.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P56589
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo