

Pab De Coelho Anti-Pex6 Para Wb, Elisa - Q13608

Número do item: CM0013538

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PEX6 humano, uma AAA ATPase peroxissomal essencial para a importação de proteínas peroxissomais. Validado para WB e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas em biogênese de peroxissomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PEX6 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	PAF2; HMLR2; PAF-2; PBD4A; PDB4B; PXAAA1; PEX6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5190
ID do Gene	5190
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 741-980 do PEX6 humano (NP_000278.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13608
Peso da Proteína	104kDa
Envio	Bolsa de gelo