

Anticorpo Policlonal Anti-Pfas Para Wb, Elisa - O15067

Número do item: CM0019505

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PFAS humano (PURL, FGAMS) para Western blot e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato; adequado para pesquisa de biossíntese de purinas e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PFAS pAb de Coelho
Observações/Apelido	PURL; FGAMS; GATD8; FGARAT; FGAR-AT; PFAS
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5198
GeneID	5198
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do PFAS humano (NP_036525.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15067
Peso da Proteína	145kDa
Envio	Saco de gelo