


Anticorpo Policlonal Anti-Pfdn1 Para Wb, Elisa - O60925

Número do item: CM0025798



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PFDN1, uma subunidade da prefoldina envolvida no dobramento de proteínas. Validado para WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PFDN1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PDF; PFD1; PFDN1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5201
GeneID	5201
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-122 da PFDN1 humana (NP_002613.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60925
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Bolsa de gelo