


Anticorpo Policlonal Anti-Pfdn2 Para Wb, Elisa - Q9Uhv9

Número do item: CM0012991



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PFDN2 humano (Subunidade 2 da Prefoldina). Validado para WB e ELISA, reage de forma cruzada com humano e camundongo. Uma ferramenta útil para estudos de chaperonas e dobramento de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PFDN2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PFD2; PFDN2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5202
GeneID	5202
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UHV9
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Saco de gelo