


## Anticorpo Policlonal Anti-Pfdn5 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99471

Número do item: CM0029874



### introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-PFDN5 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece PFDN5 humano, de rato e de camundongo, uma chaperona prefoldina que regula a transcrição de MYC. Ideal para pesquisa de dobramento de proteínas e câncer.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                    |
|---------------------|--------------------------|
| Nome do Produto     | PFDN5 pAb de Coelho      |
| Observações/Alias   | MM1; MM-1; PFD5; PFDN5   |
| Espécie             | Humano                   |
| GeneID (Humano)     | 5204                     |
| GeneID              | 5204                     |
| Imunógeno           | Proteína recombinante    |
| Fonte               | Coelho                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais   |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA        |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato |
| SWISS               | Q99471                   |
| Peso da Proteína    | 17kDa                    |
| Envio               | Saco de gelo             |