


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pfdn5 Para Wb, If, Elisa - Q99471

Número do item: CM0008385



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade contra PFDN5 humano (MM1), validado para WB, IF, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar a modulação de c-Myc e funções de chaperona.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	PFDN5 mAb de Coelho
Observações/Apelido	MM1; MM-1; PFD5; PFDN5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5204
GeneID	5204
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-154 do PFDN5 humano (Q99471).
Fonte	
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99471
Peso da Proteína	17 kDa
Envio	Saco com gelo