


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pfkfb3 (Ipfk-2) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16875

Número do item: CM0007052



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PFKFB3 humano (iPFK-2), validado para Western Blot, IHC-P e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de glicólise e metabolismo cancerígeno.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PFKFB3 Rabbit mAb
Observações/Apelido	PFK2; IPFK2; iPFK-2; PFKFB3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5209
ID do Gene	5209
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 400-500 da PFKFB3 humana (NP_004557.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16875
Peso da Proteína	57kDa/58kDa/59kDa/60kDa
Envio	Bolsa de gelo