


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pfkfb3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16875

Número do item: CM0017371



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado contra PFKFB3 (6-fosfofruto-2-quinase/frutose-2,6-bisfosfatase 3). Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas e de camundongo. Ideal para estudos metabólicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PFKFB3 Rabbit pAb
Observações/alias	PFK2; IPFK2; iPFK-2; PFKFB3
Espécie	Humana
GeneID (humano)	5209
GeneID	5209
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 da PFKFB3 humana (NP_004557.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	Q16875
Peso da proteína	60 kDa
Envio	Bolsa de gelo