


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pfkfb3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16875

Número do item: CM0030611



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-PFKFB3 de alta qualidade validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa sobre metabolismo de frutose-2,6-bisfosfato. - Q16875

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PFKFB3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PFK2; IPFK2; iPFK-2; PFKFB3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5209
ID do Gene	5209
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16875
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Bolsa de gelo