


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pfkl Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17858

Número do item: CM0007250



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-PFKL de alta qualidade validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a fosfofrutoquinase tipo hepática, uma enzima chave da glicólise. Adequado para pesquisa em metabolismo e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PFKL Coelho mAb
Observações/Alias	PFK-B, PFK-L, ATP-PFK, PFKL
Espécie	Humano
GeneID	5211
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 680-780 da PFKL humana (NP_002617.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17858
Peso da Proteína	85kDa
Envio	Bolsa de gelo