


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pfkl Para Wb, If/Icc, Elisa - P17858

Número do item: CM0026967



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PFKL humana (fosfofrutoquinase tipo fígado, P17858). Validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para estudos de glicólise e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PFKL Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PFK-B; PFK-L; ATP-PFK; PFKL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5211
GeneID	5211
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 700-780 da PFKL humana (NP_002617.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17858
Peso da Proteína	85kDa
Envio	Bolsa de gelo