

Anticorpo Policlonal Anti-Pfkm Para Wb, If/Icc, Elisa - P08237

Número do item: CM0027290



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PFKM humano (6-fosfofrutoquinase dependente de ATP, tipo muscular) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Imunógeno recombinante para pesquisa em glicólise.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PFKM Rabbit pAb
Observações/Apelidos	GSD7; PFK1; PFKA; PFKX; PFK-1; PFK-A; ATP-PFK; PPP1R122; PFKM
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5213
GeneID	5213
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 501-780 da PFKM humana (NP_001160160.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08237
Peso Proteico	85kDa
Envio	Bolsa de gelo