

Anti-Pfkm Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb - P08237

Número do item: CM0012703



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa a 6-fosfofrutoquinase dependente de ATP do tipo muscular humana (PFKM/P08237). Validado para Western blot e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre glicólise e doenças metabólicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PFKM mAb de Coelho
Observações/Apelido	GSD7; PFK1; PFKA; PFKX; PFK-1; PFK-A; ATP-PFK; PPP1R122; PFKM
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5213
GeneID	5213
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 da Frutose 6 Fosfoquinase Humana (P08237).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08237
Peso da Proteína	85k Da
Envio	Saco de gelo