


Anticorpo Policlonal Anti-Pfcp Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q01813

Número do item: CM0025500



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra PFKP, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com PFKP de ~86 kDa humano, de rato e de camundongo. Ideal para estudos de glicólise e metabolismo do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PFKP Rabbit pAb
Observações/Apelido	PFKF; PFK-C; PFK-P; ATP-PFK; PFKP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5214
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 336-540 do PFKP humano (NP_002618.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q01813
Peso da Proteína	86kDa
Envio	Saco de gelo