


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pfcp Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q01813

Número do item: CM0003810



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a PFKP humana, validado para Western blot, IHC-P e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de glicólise e metabolismo do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PFKP Rabbit mAb
Observações/Apelidos	PFKF; PFK-C; PFK-P; ATP-PFK; PFKP
Espécie	Humana
ID do Gene	5214
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 336-540 da PFKP humana (NP_002618.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q01813
Peso da Proteína	86kDa
Envio	Bolsa de gelo