


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pfkip Para Wb E Elisa - Q01813

Número do item: CM0020683



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PFKP humano (fosfofrutoquinase, tipo plaquetário). Adequado para aplicações de WB e ELISA. Útil para o estudo da glicólise, metabolismo do cancro e vias de sinalização relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PFKP Rabbit pAb
Observações/Pseudônimo	PFKF; PFK-C; PFK-P; ATP-PFK; PFKP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5214
ID do Gene	5214
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 605-784 do PFKP humano (NP_002618.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q01813
Peso Proteico	86kDa
Envio	