

Anticorpo Policlonal Anti-Pfn2 Para Wb, Elisa - P35080

Número do item: CM0022259



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Profilina-2 humana (PFN2) para western blot (WB) e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de citoesqueleto e dinâmica de actina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PFN2 Rabbit pAb
Observações/Alias	PFL; D3S1319E; PFN2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5217
GeneID	5217
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-140 da PFN2 humana (NP_444252.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35080
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Bolsa de gelo