

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pfn2 Para Wb, Elisa - P35080

Número do item: CM0027530



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a Profilina-2 (PFN2) humana, validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta PFN2 endógeno em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudar a dinâmica de actina e a organização do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PFN2 Rabbit pAb
Observações/Pseudônimo	PFL; D3S1319E; PFN2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5217
ID do Gene	5217
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-140 da PFN2 humana (P35080)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35080
Peso Proteico	15kDa
Envio	