

Anti-Pga3 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - P0Djd8

Número do item: CM0022800

introdução

Validado para WB e ELISA, este anticorpo policlonal de coelho tem como alvo o PGA3 humano (Pepsinogênio-3) com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de enzimas digestivas e proteases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PGA3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PGA3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	643834
GeneID	643834
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 63-180 do PGA3 humano (NP_001073275.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P0DJD8
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco de gelo