

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Pga5 Para Wb, Elisa - P0Djd9

Número do item: CM0018155

introdução

Anticorpo policlonado de coelho anti-PGA5 validado para WB e ELISA. Reconhece PGA5 humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudar a função do pepsinogênio-5 na digestão e proteólise.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PGA5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	Pg5; PGA5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5222
GeneID	5222
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 63-180 da PGA5 humana (NP_055039.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P0DJ9
Peso Proteico	42kDa
Envio	Saco de gelo