

Anticorpo Monoclonal Anti-Pgam1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P18669

Número do item: CM0011207



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à PGAM1 humana, adequado para Western blot, imuno-histoquímica e ELISA. Apresenta reação cruzada com proteínas humanas, de camundongo e de rato. Uma escolha ideal para pesquisas sobre glicólise, estudos do metabolismo do câncer e obtenção de matérias-primas para diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PGAM1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	PGAMA; PGAM-B; HEL-S-35; PGAM1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	5223
GeneID	5223
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P18669
Peso da proteína	29 kDa
Envio	Bolsa de gelo