


Anticorpo Policlinico De Coelho Anti-Pgam1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P18669

Número do item: CM0026900



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra PGAM1 humana, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de glicólise e metabolismo cancerígeno.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PGAM1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PGAMA; PGAM-B; HEL-S-35; PGAM1
Espécie	Humano
ID do Gene	5223 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-254 da PGAM1 humana (NP_002620.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P18669
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Bolsa de gelo