

Anti-Pgam2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If-P, Elisa - P15259

Número do item: CM0028333

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PGAM2 humano, uma mutase de fosfoglicerato específica do músculo envolvida na glicólise. Validado para aplicações WB, IF-P, ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PGAM2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GSD10; PGAMM; PGAM-M; PGAM2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5224
GeneID	5224
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-253 do PGAM2 humano (NP_000281.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15259
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco com gelo