

Anticorpo Policlonal Anti-Pgam5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Hs1

Número do item: CM0015463



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PGAM5 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com proteínas humanas, de camundongo e de rato. Adequado para o estudo da dinâmica mitocondrial, mitofagia e necroptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PGAM5 Rabbit pAb
Observações/Alíás	BXLBV68; PGAM5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	192111
ID do Gene	192111
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-146 da PGAM5 humana (NP_001164014.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96HS1
Peso da Proteína	32kDa
Transporte	Bolsa de gelo