

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pgam5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Hs1

Número do item: CM0006283



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho PGAM5 (proteína de ligação Bcl-XL v68) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta PGAM5 humano (Q96HS1), uma fosfatase de serina/treonina mitocondrial que regula a mitofagia e a necrose.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | PGAM5 Rabbit mAb                                                                                                             |
| Observações/Apelido | BXLBV68; PGAM5                                                                                                               |
| Espécie             | Humano                                                                                                                       |
| GeneID              | 192111                                                                                                                       |
| Imunogénio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-146 do PGAM5 humano (NP_001164014.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                       |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                     |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                       |
| SWISS               | Q96HS1                                                                                                                       |
| Peso da Proteína    | 32kDa/28KDa                                                                                                                  |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                 |