

Anti-Pgbd1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q96Js3

Número do item: CM0023551

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PGBD1 humano (SCAND4), validado para WB e ELISA. PGBD1 é uma proteína derivada de transposase nuclear que regula a expressão gênica neuronal e a montagem de paraspeckles. Ideal para pesquisas em neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PGBD1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SCAND4; HUCEP-4; dj874C20.4; PGBD1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	84547
GeneID	84547
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 150-450 do PGBD1 humano (NP_115896.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96JS3
Peso da Proteína	93kDa
Envio	Saco de gelo