

Anti-Pgc1 Alfa Anticorpo Policlonal De Coelho - 070343

Número do item: CM0020827



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PGC1 alfa (PPARGC1A), validado para WB, IF, IHC-P e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudar a regulação metabólica e a biologia mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PGC1 alfa pAb de Coelho
Observações/Apelido	Pgc1; PGC-1; Pgco1; Gm11133; Ppargc1; Pgc-1alpha; A830037N07Rik; PPARGC-1-alpha; PGC1 alfa
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	10891
ID do Gene	19017
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do PGC1 alfa de camundongo (NP_032930.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O70343
Peso da Proteína	91 kDa
Envio	Saco de gelo