

Anticorpo Monoclonal Anti-Pgc1 Beta Para Wb E Elisa - Q86Yn6

Número do item: CM0010768



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho anti-PGC1 beta validado para WB e ELISA, reativo com amostras humanas e de rato. Adequado para o estudo das funções de coativação transcrricional no metabolismo e na biogênese mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PGC1 beta Rabbit mAb
Observações/Alcunhas	PERC; ERRL1; PGC1B; PGC-1(beta); PGC1 beta
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	133522
GeneID	133522
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 924-1023 da PGC1 beta humana (NP_573570.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, rato
SWISS	Q86YN6
Peso da proteína	113 kDa
Envio	Bolsa de gelo