


Anticorpo Monoclonal Anti-Pgc1A Para Wb & Elisa - Q9UbK2

Número do item: CM0003656



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante que visa o PGC1 α humano, validado para Western blot e ELISA. Ideal para estudar regulação metabólica, biogênese mitocondrial e ritmos circadianos. Reage cruzadamente com amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	PGC1 α Rabbit mAb
Observações/Apelido	LEM6; PGC1; PGC1A; PGC-1v; PPARGC1; PGC-1alpha; PGC-1(alpha); PGC1 α
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10891
GeneID	10891
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 340-480 do PGC1 α humano (NP_037393.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UBK2
Peso da Proteína	91kDa
Envio	Saco com gelo