


Anti-Pgc1A Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9UbK2

Número do item: CM0014513



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PGC1 α (PPARGC1A), adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Para pesquisa de metabolismo, gliconeogênese e ritmo circadiano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PGC1 α pAb de Coelho
Observações/Apelido	LEM6; PGC1; PGC1A; PGC-1v; PPARGC1; PGC-1alpha; PGC-1(alpha); PGC1 α
Espécie	Humano
ID do Gene	10891
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 610-798 do PGC1 α humano (NP_037393.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UBK2
Peso da Proteína	91kDa
Envio	Saco com gelo