


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pgc1A/B (Mab) Para Wb, Elisa - Q9UbK2/Q86Yn6

Número do item: CM0002716



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a PGC1 α / β (PPARGC1A/PPARGC1B), um coativador transcricional que regula o metabolismo e a função mitocondrial. Validado para WB e ELISA; apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Indicado para pesquisas metabólicas, de termogênese e ritmos circadianos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-PGC1 α / β
Observações/Apelidos	LEM6; PGC-1(alfa); PGC-1alfa; PGC-1v; PGC1; PGC1A; PPARGC1; ERRL1; PERC; PGC-1(beta); PGC1B; PGC1 α / β
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10891/133522
GeneID	10891/133522
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 699-798 de PGC1 α / β humano (NP_037393.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9UBK2/Q86YN6
Peso Proteico	113 kDa
Envio	Saco de gelo