

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pgd Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P52209

Número do item: CM0003371



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-PGD validado para aplicações WB, IF/ICC, IP, ELISA. Detecta PGD (53 kDa) humano, de camundongo e rato. Essencial para estudos da via da pentose fosfato e metabolismo do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PGD Rabbit mAb
Observações/Alias	6PGD; PGD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5226
GeneID	5226
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 384-483 do PGD humano (P52209).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P52209
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Saco de gelo