

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pgd Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52209

Número do item: CM0026518



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à PGD humana (6-fosfogluconato desidrogenase). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta PGD endógena em amostras humanas, de camundongo e rato. Essencial para pesquisa da via das pentoses fosfato e estudos de metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PGD Rabbit pAb
Observações/Apelido	6PGD; PGD
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5226
GeneID	5226
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 184-483 da PGD humana (NP_002622.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P52209
Peso Proteico	53kDa
Envio	Saco de gelo