

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Receptor Pge Ep1 (Ptger1) Para Wb, Elisa - P34995

Número do item: CM0016995



introdução

Anticorpo policlonar de coelho direcionado ao PTGER1 (EP1) humano validado para WB e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo. Adequado para estudos de função renal, contração do músculo liso e sinalização de GPCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Receptor PGE EP1 (PTGER1) pAb de Coelho
Observações/Alíase	EP1; Receptor PGE EP1 (PTGER1)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5731
GeneID	5731
Imunógeno	Peptídeo sintético Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-400 do Receptor PGE EP1 humano (Receptor PGE EP1 (PTGER1)) (NP_000946.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P34995
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo